

<span>de</span>	<span>en</span>	<span>fr</span>	<span>es</span>	<span>it</span>	<span>nl</span>	<span>da</span>	<span>no</span>	<span>sv</span>	<span>fi</span>	<span>cs</span>	<span>pt</span>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>	<b>Re-Cord®</b>
<b>Gebrauchsanweisung</b>	<b>Instructions for use</b>	<b>Notice d'utilisation</b>	<b>Información para el usuario</b>	<b>Istruzioni per l'uso</b>	<b>Gebruiksaanwijzing</b>	<b>Brugsanvisning</b>	<b>Instruksjoner for bruk</b>	<b>Bruksanvisning</b>	<b>Käyttöohjeet</b>	<b>Návod k použití</b>	<b>Manual de instruções</b>

<p><b>Patientzielgruppe</b> Für die Behandlung von Frauen und Männern aller Altersgruppen, Kinder.</p>	<p><b>Patient target group</b> For the treatment of women and men of all ages as well as children.</p>	<p><b>Groupe cible de patients</b> Pour le traitement des femmes et des hommes de tous âges, des enfants.</p>	<p><b>Grupo objetivo de pacientes</b> Para el tratamiento de mujeres y hombres de todas las edades, niños.</p>	<p><b>Gruppo di pazienti target</b> Per il trattamento di donne e uomini di qualsiasi fascia di età, nonché bambini.</p>	<p><b>Patientieldoelgroep</b> Voor de behandeling van vrouwen en mannen van alle leeftijdsgroepen, kinderen.</p>	<p><b>Patientmålgruppe</b> Til behandling af kvinder og mænd i alle aldersgrupper, børn.</p>	<p><b>Pasientmålgruppe</b> For behandling av kvinner og menn i alle aldersgrupper samt barn.</p>	<p><b>Patientmålgrupp</b> För behandling av kvinnor, män och barn i alla åldersgrupper.</p>	<p><b>Poikilaskohderyhmä</b> Kaikenikäisten naisten ja miesten sekä lasten iäkköryhmä.</p>	<p><b>Poikilaskohderyhmä</b> Kaikenikäisten naisten ja miesten sekä lasten iäkköryhmä.</p>	<p><b>Ціловіє група пацієнтів</b> Клієнтів жін і чоловіків всіх вікових груп, дітей, хлопців.</p>	<p><b>Grupo-ativo de doentes</b> Para tratamento em mulheres e homens de todos os grupos etários, crianças.</p>													
<p><b>Anwender</b> Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch.</p>	<p><b>User</b> For dental use only.</p>	<p><b>Utilisateurs</b> Pour un usage dentaire uniquement.</p>	<p><b>Usuarios</b> Exclusivamente para uso dental.</p>	<p><b>Uso</b> Esclusivamente per uso odontoiatrico.</p>	<p><b>Gebruikers</b> Uitsluitend bedoeld voor tandheelkundig gebruik.</p>	<p><b>Bruger</b> Udelukkende til tandmedicinsk brug.</p>	<p><b>Braker</b> Kun for bruk innen tannmedisin.</p>	<p><b>Användning</b> Endast för tandvård.</p>	<p><b>Käyttäjät</b> Vain hammassairankäyttöön.</p>	<p><b>Квіттяді</b> Квіттяді тільки для стоматологічного використання.</p>	<p><b>Utilizator</b> Exclusivamente para uso dentário.</p>														
<p><b>Beschreibung</b> Gestrickte Retraktionsfäden aus 100% Baumwolle.</p>	<p><b>Description</b> Knitted retraction threads made of 100% cotton.</p>	<p><b>Description</b> Fils de rétraction tricotés en 100% coton.</p>	<p><b>Descripción</b> Hilos de retracción, de punto, con un 100<span> </span>% de algodón.</p>	<p><b>Descrizione</b> Fili di retrazione a maglie concatenate in cotone 100%.</p>	<p><b>Beschrijving</b> Gebreide retractiedraden van 100% katoen.</p>	<p><b>Beskrivelse</b> Strikkede retraktionstråde i 100% bomuld.</p>	<p><b>Beskrivelse</b> Strikkede retraktionsstråder av 100<span> </span>% bomull.</p>	<p><b>Beskrivning</b> Flätad retraktionsstråd gjord av 100<span> </span>% bomull.</p>	<p><b>Beskrivning</b> Flätad retraktionsstråd gjord av 100<span> </span>% bomull.</p>	<p><b>Descrição</b> Fios de retraction tricotados feitos 100% de algodão.</p>	<p><b>Descrição</b> Fios de retraction tricotados feitos 100% de algodão.</p>														
<p><b>Indikationen</b> Zum Verdrängen und zurückhalten der Gingiva.</p>	<p><b>Indications</b> For pushing aside and retracting the gingiva.</p>	<p><b>Indications</b> À déplacer et à retenir la gencive.</p>	<p><b>Indicaciones</b> Para desplazar y retener la gingiva.</p>	<p><b>Indicazioni</b> Per retrarre e trattenere la gingiva.</p>	<p><b>Indicaties</b> Voor het verdringen en teghouden van de gingiva.</p>	<p><b>Indicaties</b> Al fortørnge og holde tandkødet tilbage.</p>	<p><b>Indikasjonjer</b> Til å fortørnge og holde tilbake tannkjøttet.</p>	<p><b>Indikationer</b> För att trycka och hålla tillbaka tandkötet.</p>	<p><b>Indikationer</b> För att trycka och hålla tillbaka tandkötet.</p>	<p><b>Indicaciones</b> K vyltěnírná a zadržení dásně.</p>	<p><b>Indicaciones</b> K vyltěnírná a zadržení dásně.</p>														
<p><b>Kontraindikationen</b> Die Anwendung an entzündetem Zahnfleisch ist zu vermeiden.</p>	<p><b>Contraindications</b> Use on inflamed gums is to be avoided.</p>	<p><b>Contre-indications</b> L'utilisation en cas d'inflammation des gencives est à éviter.</p>	<p><b>Contraindicaciones</b> Evite el uso en encías inflamadas.</p>	<p><b>Controindicazioni</b> Non applicare su gengive infiammate.</p>	<p><b>Contra-indicaties</b> Gebruik op ontstoken tandvlees vermijden.</p>	<p><b>Contra-indicaties</b> Undgå bruk på betent tannkjøtt.</p>	<p><b>Kontraindikasjoner</b> Undgå bruk på betent tannkjøtt.</p>	<p><b>Kontraindikationer</b> Undvik användning på inflammerat tandköt.</p>	<p><b>Kontraindikationer</b> Undvik användning på inflammerat tandköt.</p>	<p><b>Contraindicações</b> Evitar a utilização em gengivas inflamadas.</p>	<p><b>Contraindicações</b> Evitar a utilização em gengivas inflamadas.</p>														
<p><b>klinischer Nutzen</b> Zur Vorbereitung der Abformung für die Anfertigung von Kronen oder Brücken. Bei tiefen Füllungen oder Zahnhalsfüllungen.</p>	<p><b>Clinical benefit</b> For preparing an impression for the fabrication of crowns or bridges. For deep fillings or cervical fillings.</p>	<p><b>avantage clinique</b> À la préparation de l'empreinte pour la fabrication de couronnes ou de bridges. Aux obturations profondes ou aux obturations du collet des dents.</p>	<p><b>Uso clínico</b> Para preparar un molde para la fabricación de coronas o puentes. En los empastes profundos o en los empastes del cuello del diente.</p>	<p><b>Beneficio clínico</b> Per preparare la presa dell'impronta per la fabbricazione di corone o ponti. Per otturazioni profonde o otturazioni dei colletti dentali.</p>	<p><b>Klinisch voordeel</b> Ter voorbereiding van de afdruk voor het produceren van kronen of bruggen. Bij diepe vullingen of tandhalsvullingen.</p>	<p><b>klinisk fordel</b> Til forberedelse af aftrykningen til udførdigelse af kroner og broer. Ved dybe fyllinger eller tandhalsfyllinger.</p>	<p><b>klinisk bruk</b> For å forberedelse af trykningen til produksjon av kroner eller broer. Ved dype fyllinger eller tannhalsfyllinger.</p>	<p><b>Klinisk nytta</b> Muotoilu valmisteluun kruunujen tai siltojen valmistamiseksi. Svyn täytesiin tai hampaiden kaulan täytytsein.</p>	<p><b>Klinisk nytta</b> Muotoilu valmisteluun kruunujen tai siltojen valmistamiseksi. Svyn täytesiin tai hampaiden kaulan täytytsein.</p>	<p><b>Klinické využití</b> K přípravě otluku pro výrobu korunek nebo můstků. Pro hluboké výplně nebo výplně zubních krků.</p>	<p><b>Uso clínico</b> Para a preparação de impressões para o fabrico de coronas ou pontes. Com cavidades ou preparações subgengivais mais profundas.</p>														
<p><b>Leistungsmerkmale des Produkts</b> Zahlreiche Schleifen ergeben eine ineinander greifende Kette. Das besondere Design führt zu einem gleichmäßigen, dauerhaften Druck in der Zahnfleischfurche. Re-Cord gewährleistet durch seine besondere Stickung eine hervorragende Gewebewendigung und verbleibt besser im Silcus als herkömmliche Retraktionsfäden. Auch Silcus Re-Cord-Fäden hervoragen, blutstillende Wirkung, da sie bedeutend größere Mengen an Hemastatika aufweisen als herkömmliche Fäden. - Größe #2 und gelegentlich auch die Größe #3 sind für Molaren geeignet. - Größe #1 ist häufig für Prämolaren sowie Oberkielezähne geeignet. - Die Größen #0 oder #00 werden häufig für die unteren Frontzähne verwendet. - Die Fadengröße #000 wird bei Präparationen von Kronen und Brücken verwendet. - Die Fadengröße #000 wird bei Präparationen von Kronen und Brücken verwendet. - Die Fadengröße #000 wird bei Präparationen von Kronen und Brücken verwendet. - Die Fadengröße #000 wird bei Präparationen von Kronen und Brücken verwendet. - Die Fadengröße #000 wird bei Präparationen von Kronen und Brücken verwendet.</p>	<p><b>Performance characteristics of the product</b> Numerous tiny loops form an interlocking chain. This unique design results in even, lasting pressure on the gum line. Due to its special knitted construction, Re-Cord ensures excellent tissue displacement and is better retained in the sulcus than conventional retraction threads. Re-Cord threads also offer excellent haemostatic properties, as they absorb significantly greater amounts of haemostatic agents than conventional threads. - Size #2 and occasionally size #3 are suitable for molars. - Size #1 is often suitable for premolars and upper teeth. - Size #0 or #00 are often used for the lower front teeth. - The thread size #000 is used for preparations or cementing of veneers and for thin, lightly fitting sutures. - This size is also used as the lower thread for the double-thread technique. The nature of the tissue and the desired size of the free space may make it necessary to use sizes other than those described above.</p>	<p><b>Caractéristiques du produit</b> De nombreuses petites boucles créent une chaîne enchevêtrée. Sa conception spéciale permet d'exercer une pression régulière et permanente dans le sillon gingival. Grâce à son tricotage spécial, Re-Cord assure un excellent déplacement des tissus et permanence en el sulcus mieux que les fils de rétraction conventionnels. En outre, les sutures Re-Cord offrent une excellente efficacité hémostatique car elles absorbent des quantités d'agents hémostatiques nettement supérieures à celles des sutures classiques. - La taille #2 est occasionnellement la taille #3 convénient pour les molaires. - La taille #1 convient souvent aux prémolaires ainsi qu'aux dents maxillaires. - Les tailles #0 ou #00 sont souvent utilisées pour les dents antérieures inférieures. - Le filtage #00 est utilisé pour les préparations ou lors de la cimentation des facettes et pour les sutures sulcus fins et serrés. Cette taille est également utilisée comme fil de soutien pour la technique du double fil. La nature du tissu ainsi que la taille souhaitée du dégagement peuvent nécessiter l'usage de tailles autres que celles décrites ci-dessus.</p>	<p><b>Características del producto</b> Numerosas bucles diminutas conforman una cadena entrelazada. El diseño especial permite una presión uniforme y permanente en el surco de la genciva. Re-Cord garantiza un excelente desplazamiento del tejido gracias al tejido especial y permanece en el sulcus mejor que los hilos de retracción tradicionales. Asimismo, los hilos Re-Cord proporcionan un excelente efecto hemostático, ya que absorben cantidades mucho mayores de productos hemostáticos que los hilos tradicionales. - La talla #2 e talvolta anche la talla #3 sono convenienti per i molari. - La talla #1 suele ser adecuada para los premolares y las molares superiores. - Las tallas #0 o #00 suelen emplearse para los dientes anteriores inferiores. - El tamaño del hilo #000 se emplea para preparaciones o al cementar carillas, así como para el tejido de surco fino y ajustado. Esta talla se utiliza también como hilo inferior para la técnica de doble hilo. La naturaleza de la tejudo y el tamaño deseado, pueden necesitar el uso de misure diverse da quelle descritte sopra.</p>	<p><b>Caratteristiche del prodotto</b> Numerose micro-maglie formano una catena ad incastro. Lo speciale design consente di ottenere una pressione uniforme e costante nel solco gengivale. Grazie alla sua speciale struttura Re-Cord garantisce un ottimo spostamento dei tessuti e permane nel solco meglio di altri fili di retrazione tradizionali. I fili Re-Cord offrono inoltre un'eccellente azione emostatica, poiché assorbono quantità significativamente maggiori di agenti emostatici rispetto ai fili tradizionali. - La misura #2 è talvolta anche la misura #3 sono convenienti per i molari. - La misura #1 è spesso indicata per i premolari e i denti dell'arcata superiore. - De maten #0 of #00 worden vaak gebruikt voor de onderste voortanden. - De maat #000 wordt gebruikt bij preparaties of bij het cementeren van veneer en bij dun, nauwsluitend sulcusweefsel. Deze maat wordt eveneens gebruikt als onderdraad bij de dubbele draadtechniek. De natuur van het weefsel en de gewenste grootte van de vrije ruimte kan het gebruik van andere maten, zoals hierboven beschreven, noodzakelijk maken.</p>	<p><b>Egenskappen van het product</b> Talrijke, uiterst kleine lusjes vormen een in elkaar grijpende keten. Het speciale ontwerp leidt tot een gelijkmatige, permanente druk in de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus zitten dan gebruikelijke retractiedraden. Re-Cord-draden bieden eveneens een uitstekende bloedstillende werking, omdat ze beduidend grotere hoeveelheden hemostatica opnemen dan gebruikelijke retractiedraden. - Maat #2 en soms ook maat #3 zijn geschikt voor molaren. - Maat #1 is vaak geschikt voor premolaren en bovenkaakstanden. - De maten #0 of #00 worden vaak gebruikt voor de onderste voortanden. - De maat #000 wordt gebruikt bij preparaties of bij het cementeren van veneer en bij dun, nauwsluitend sulcusweefsel. Deze maat wordt eveneens gebruikt als onderdraad bij de dubbele draadtechniek. De natuur van het weefsel en de gewenste grootte van de vrije ruimte kan het gebruik van andere maten, zoals hierboven beschreven, noodzakelijk maken.</p>	<p><b>Produklets egenskaber</b> Talrige, små sløjer danner en sammenkøbet kæde. Den specielle design fører til et jævnt, permanent tryk i gingivale sulcus. På grund af sin specielle strikmetode, permanente druk in de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer samt lommene op. - Størrelse nr. 0 eller nr. 00 bruges ofte til de nedre fortænder. - Trådstørrelse nr. 000 bruges til præparation eller cementering af veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse bruges også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævnet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gøre det nødvendigt å bruge andre størrelser end de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Produklets yteegenskaper</b> Talrige, små sløyer danner en sammenkøbet kæde. Den specielle design fører til et jævnt, permanent tryk i gingivale sulcus. På grund af sin specielle strikmetode, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer samt lommene op. - Størrelse nr. 0 eller nr. 00 brukes ofte til de nedre fortænder. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til præparation eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Produklets yteegenskaper</b> Talrige, små sløyer danner en sammenkøbet kæde. Den specielle design fører til et jævnt, permanent tryk i gingivale sulcus. På grund af sin specielle strikmetode, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer samt lommene op. - Størrelse nr. 0 eller nr. 00 brukes ofte til de nedre fortænder. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til præparation eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre størrelser enn de ovenfor beskrevne.</p>	<p><b>Prestandoegenskaperna hos produktet</b> Et stort antall små øglor danner en sammenkøplad kæde. Den specielle designen resulterer i et jevnt, permanent tryk i tannkjøttets sulcus. På grunn av sin specielle strikking, permanente tryk i de gingivale sulcus. Re-Cord garandeert door het speciale breiwerk een uitstekende verdring van het weefsel en blijft beter in de sulcus end konventionelle retraktionsdråder. Re-Cord-tråder har også en ulemetke effekt, da de absorberer betydeligt større mængder hemostatika end konventionelle tråder. - Størrelse nr. 2 og i enkelte tilfælde størrelse nr. 3. - Koko #2 ja joskus koko #3 soveltuvat moolareihin. - Størrelse nr. 1 er ofte egnet for premolarer og lommene op. - Størrelse nr. 0 eller 00 används ofta för de undre fortänderna. - Trådstørrelse nr. 000 brukes til forbering eller cementering av veneer og for tynde, letsluttende sulcusvæv. Denne størrelse brukes også som underdraad i dobbeltrådsteknik. Formen på vævet og ønsket størrelse på det ledige rummel kan gjøre det nødvendig å bruke andre stør</p>

